

富永、他

「ポリマーゲルドジメトリー -X線照射に対する応答特性-」,
医学物理, 31(3), 75-83 (2012)

に関する訂正

p. 76

(誤)

PAGAT (200g を作製する場合)

1.

2.

3. アクリルアミド(AA) 3 g を量りとり。N,N'-メチレンビスアクリルアミド
(Bis) 3 g を量りとり。

(正)

PAGAT (200g を作製する場合)

1.

2.

3. アクリルアミド(AA) 6 g を量りとり。N,N'-メチレンビスアクリルアミド
(Bis) 6 g を量りとり。